



JACKO PP

性選別精液

デルタ ジャツコ PP レッド ET

DELTA JACKO PP RED ET

aAa[®] 432561

HG942074

登録番号NL742955086 2017.12.31生 血統濃度100%

血統

リーダー P + ブラジル + スノーファイバー + ラーロン P
NL754797988 NL920744181 NL538295350 NL497740632



デルタ リーダー P ET



デルタ ラフター P ET



424 ケーアンドエル BL レイダ 2424 ET



ジョーシン レッド ET



デ ボルマー ブラジル ET



3433 VVH ジョセフイー 19 ET

無角遺伝子



BLE 8%



BLH 4%

A2A2型ミルク遺伝子 ▶ 体細胞改良

信頼度/69% 頭数/0 牛群/0

NVI

206

信頼度64%

生産寿命

569

信頼度53%

INET

219

信頼度69%

管理形質			
ロボット搾乳 効率性	98	ロボット 搾乳間隔	100
ロボット搾乳 順応性	-	分娩難易	104
娘牛の 繁殖性	103	娘牛の 分娩難易	100
泌乳の持続性	111	成熟度	101
体細胞	108	搾乳速度	102
気質	101	乳房の健康	106
蹄の健康	103		

能力 オランダ能力値(EBV)

kg milk	% Fat	% Protein	kg Fat	kg Protein
554	0.29	0.07	50	26

信頼度/70% 頭数/0 牛群/0

フレーム	101
乳用強健性	104
乳器	105
肢蹄	104
決定得点	106

高さ	低い	高い	104
強さ	弱い	強い	100
体積	浅い	深い	101
乳用牛の特質	欠く	富む	104
BCS	瘦	太	102
尻の角度	坐骨高	坐骨低	105
尻の幅	狭い	広い	96
後肢後望	寄る	平行	105
後肢側望	直飛	曲飛	98
蹄の角度	小さい	大きい	107
歩様	悪い	良い	103
前乳房の付着	弱い	強い	102
前乳頭の配置	外付	内付	98
乳頭の長さ	短い	長い	102
乳房底面の高さ	低い	高い	102
後乳房の高さ	低い	高い	105
中央靱帯の強さ	弱い	強い	99
後乳頭の配置	外付	内付	93

90 92 96 100 104 108 110

Genomic



母: ジョーシン